

細部までこだわり抜いた使い易さ



EM-20 シリーズ

双眼実体顕微鏡

ターレット変倍式
(2変倍式、3変倍式)

使い易さに徹底的にこだわった、
エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。
軽量、コンパクト、キャリーグリップ、
充電機能付の LED 照明等、
気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、
頑強なメタルラック&ピニオンスタンドボディを
備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。

接眼レンズロック機構

レンズの落下による破損や紛失を防ぎます

キャリーグリップ

安全確実に持ち運び可能です

メタルラック & ピニオンスタンド

頑強な作りでありながら、軽量・コンパクトに仕上げました

充電機能付

コンセントの使えない場面でもご使用頂けます



3変倍モデル有

幅広い倍率での観察が可能です (EM-22, EM-23)

薄型ステージ

サンプルに触れながらの観察もし易くなっております

落射



透過



落射+透過



LED光源

省電力かつ長寿命の光源です。落射照明に加え、透過照明も付いておりますので、様々なサンプルの観察にご活用頂けます

EM-22

型式	EM-20	EM-21	EM-22	EM-23
税別価格	¥57,000	¥57,000	¥62,000	¥62,000
税込価格(8%)	¥61,560	¥61,560	¥66,960	¥66,960
総合倍率	10X 30X	20X 40X	10X 20X 30X	10X 20X 40X
接眼レンズ	WF10X/20mm 2個 ロック機構付			
対物レンズ	1X 3X	2X 4X	1X 2X 3X	1X 2X 4X
鏡筒	双眼 45°傾斜 固定式 左眼視度調節 眼幅調整範囲 55 ~ 75mm			
スタンド	ラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付			
焦準装置	鏡筒上下動式			
作動距離	60mm			
照明装置	LED (落射/透過/落射+透過 切替可能 連続調光式) 充電バッテリー搭載			
付属品	目当てゴム 2個 ACアダプタ ビニールカバー			

(巻末にオプションについての記載がございます)