

## マイクロ実体顕微鏡 倍率表

|           | モデル別 総合倍率 |         |            |            |
|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| ズーム<br>目盛 | EMZ-200   | EMZ-250 | EMZ-TR-200 | EMZ-TR-250 |
| 0.7       | 4.4 倍     | 3.5 倍   | 3.9 倍      | 3.1 倍      |
| 1         | 6.3 倍     | 5 倍     | 5.6 倍      | 4.4 倍      |
| 1.5       | 9.4 倍     | 7.5 倍   | 8.4 倍      | 6.6 倍      |
| 2         | 12.5 倍    | 10 倍    | 11.3 倍     | 8.8 倍      |
| 2.5       | 15.6 倍    | 12.5 倍  | 14.1 倍     | 10.9 倍     |
| 3         | 18.8 倍    | 15 倍    | 16.8 倍     | 13.1 倍     |
| 3.5       | 21.9 倍    | 17.5 倍  | 19.7 倍     | 15.3 倍     |
| 4         | 25 倍      | 20 倍    | 22.5 倍     | 17.5 倍     |
| 4.5       | 28.1 倍    | 22.5 倍  | 25.3 倍     | 19.7 倍     |

※小数点以下第二位四捨五入



顕微鏡／関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

**メイジテクノ株式会社**

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1

TEL.049-259-0111 FAX.049-259-0113

e-mail:meiji@meijitechno.co.jp

<http://www.meijitechno.co.jp>

