



メイジテクノ

ズーム式実体顕微鏡 EMZ-5HP/10/964

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化し、さらにクオリティを高めたメイジテクノの新・定番モデルです。



高性能新・接眼レンズ

希望小売価格 ¥242,000(税別)

■ 総合倍率 7倍～45倍のグリノー式ズーム変倍機構

扱いやすいズーム変倍式。高ズーム比率 6.5倍。

シンプルなグリノー式ズーム機構は、平行光学式と比べて自然な立体感の観察像を実現します。

■ 視野数 23mm、ハイアイポイント設計の新・接眼レンズ

視野数 23mmの超広視野接眼レンズを装備。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けたままでも快適に観察を行う事が出来ます。

■ 高品質ステーション型リングLED照明

高輝度白色 LED 電球を 60 球使用した高性能なリング LED を装備。

白色 LED 特有の青みを抑えた“温白色～白色相当”の色合いにより、眼への負担が少なく快適に観察することができます。

■ 純国産ならではの仕上がり

埼玉県の自社工場にて一台一台、職人の手によって作り上げられています。

その緻密な光軸調整や仕上げが、抜群の見えの良さを生みだします。

※ 製品についての詳細はメイジテクノホームページ (<http://www.meijitechno.co.jp>) をご確認ください



製造元
メイジテクノ株式会社
〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1
TEL:049-259-0111 FAX:049-259-0113
E-mail:meiji@meijitechno.co.jp

販売代理店