

Wi-Fi Cマウントカメラ



SS500-MC

販売価格: ¥89,000 (税抜)

Wi-Fi 機能を搭載した、新感覚の顕微鏡用 C マウントカメラです。

スマホやタブレットによるワイヤレス通信が可能で、より自由なスタイルで顕微鏡観察を楽しむことができます。

静止画撮影

500 万画素の高解像度。
通常、連続、インターバル撮影が可能。

ビデオ撮影

フル HD or HD での動画撮影。
ハイスピード撮影(スローモーション再生)。

モニター接続

液晶モニターでライブビュー表示が可能。
(別売りの HDMI ケーブルを使用。)

ワイドダイナミックレンジ

照明ムラなどの明暗差の大きい映像を補正して、より鮮明な映像で撮影。

Wi-Fi リモート操作

タブレット、スマートフォンとの Wi-Fi 接続で、ライブビュー、リモートコントロールが可能。

C マウント

C マウントに対応する顕微鏡やアダプターであれば、ほとんどのモデルに装着が可能。



■ カメラ

撮像素子	1/2.3 型 CMOS (有効領域約 1/3 型)
有効画素数	2912 × 1640
レンズマウント	C マウント
撮影機能	静止画: JPG, 動画: MP4
記録メディア (※別売)	microSD 2GB microSDHC 4~32GB (Class6 以上) microSDXC 64GB (Class10 以上)
Wi-Fi 対応規格	IEEE802.11 b/g/n (電波法令による技適認証を取得済み。)
Wi-Fi ライブビュー 解像度	WVGA (800 × 480) 録画時: WQVGA (400 × 240)
インターフェース	USB MicroB (充電/給電, データ転送用) HDMI MicroD (モニター出力用) microSD カードスロット
ホワイトバランス	自動設定 (6 パターン) マニュアル設定 (3000~8000K)
露出	自動設定 (5 段階), マニュアル設定
その他機能	ワイドダイナミックレンジ撮影 画像回転, グリッド表示
バッテリー	リチウムポリマー電池 / 3.7V 1000mAh 充電時間: 約 3 時間以内
稼働時間	約 75 分 (1080p/30fps, Wi-Fi ライブビュー)
外形サイズ	54.4(W) × 36.7(H) × 61.2(D)mm
重量	105g
動作 / 保存温度	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C
付属品	USB ケーブル 1m ※充電・データ転送用
オプション(別売)	AC アダプター (¥3,000/税抜) ※コンセントより充電と給電が行えます。

■ 静止画撮影

解像度	500 万画素
ファイル形式	JPG
撮影モード	通常撮影: 1 枚 連続撮影: 10 枚 (1 秒 / 2 秒 / 5 秒間) インターバル撮影: 1 枚 (2 秒 ~ 24 時間毎)

■ 動画撮影

解像度	[フルハイビジョン] 1080p / 60fps, 1080p / 30fps [ハイビジョン] 720p / 60fps, 720p / 30fps [高速度撮影] 720p / 120fps (4 倍速撮影, 1/4 倍速再生) WVGA / 240fps (8 倍速撮影, 1/8 倍速再生) ※スローモーションで再生されます。
ファイル形式	MP4 (H.264+ AAC)



専用無料アプリ [SS500 APP]
対応 OS バージョン

iOS (iPhone/iPad/iPad touch) 5.1 以降
Android 2.3x または 4.0 以降

専用アプリは、App Store/Google play で検索すると、
無料でインストールすることができます。



※全ての機種での動作を保証するものではありません。

※動作させる場所や条件により、通信がしにくい場合があります。

※商品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



顕微鏡 / 関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp

