



# 双眼ズーム式実体顕微鏡

世界中の製造現場で使用されている“日本製顕微鏡”



リング LED モデル: EMZ-5H-P/10/964

## EMZ-5HP/10

照明なし 価格(税抜): ¥199,000

## EMZ-5HP/10/964

リング LED 照明付 価格(税抜): ¥242,000

### ■ 商品の特長

- ・ 広い視野、明るくクリアな観察像。  
⇒ 新開発の高性能接眼レンズ10Xを採用。
- ・ 精密な光軸調整。  
⇒ 違和感のない立体視が可能。
- ・ 耐久性に優れたメタルフレームを採用。  
⇒ 故障が少なく、長期間のご使用が可能。

### ■ 仕様

総合倍率	7X ~ 45X
接眼レンズ	HSWF 10X (視野数 23mm), 2 個
ズームレンズ	0.7X ~ 4.5X
観察視野	約 32.8mm ~ 約 5.1mm
作動距離	93mm (リング LED 装着時は、78mm)
鏡筒	双眼 45°, 眼幅調整範囲: 54mm~75mm 左右両視度調節: +8D~-7D
スタンド	ポール型スタンド, 粗動焦準ハンドル 白黒プレート, ステージクリップ 2 本
照明	[EMZ-5HP/10/964のみ付属] リングLED照明装置(白色LED60球, 10W) 3点ネジ止め装着, 調光機能付
付属品	ビニールカバー, 使用説明書



### [新開発]

接眼レンズ HSWF 10X/23  
を標準装備しました。  
従来品よりレンズが大きくなり、  
メガネを掛けた状態でも楽に  
観察が行えます。

### [高性能・焦準ハンドル]

一品ずつ丁寧に摺り合わせ作業  
を行うことで、滑らかな動きを  
実現しました。

また、上下移動の限界値以上に  
ハンドルを回すと空転機構が働  
きます。これにより、ハンドル軸  
の故障を未然に防ぎます。



※商品の外観・仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。

## オプション品 一覧

### 接眼レンズ

品番	品名	価格(税別)
MA818S	接眼レンズ SWH15X, 視野数 16mm (2個)	¥30,000
MA819S	接眼レンズ SWH20X, 視野数 12mm (2個)	¥30,000



MA818S



MA819S

### 補助対物レンズ

品番	品名	取付後の作動距離	価格(税別)
MA517	補助対物レンズ 0.5X	150mm	¥18,000
MA526	補助対物レンズ 0.75X	97mm	¥18,000
MA507	補助対物レンズ 1.5X	49mm	¥18,000



MA517



MA507

※MA517を使用する場合は、スタンド支柱が100mm長いモデルをご利用ください。

※MA507を使用する場合は、作動距離が短いのでリング照明が使用できません。

ファイバー照明(別売)などの外部照明をご利用ください。

### 照明装置

品番	品名	価格(税別)
MA964	リングLED照明装置 <ul style="list-style-type: none"> <li>白色LED 60個, 調光機能</li> <li>3点ネジ止め装着</li> </ul> ⇒EMZ~は、取付アダプターが不要です。	¥43,000



MA964

品番	品名	価格(税別)
MA305	リング蛍光照明装置 <ul style="list-style-type: none"> <li>リング蛍光灯 昼光色(色温度 6,500K)</li> <li>⇒ランプは、本体に1個付属します。</li> <li>消費電力:8W</li> </ul>	¥41,000
MA302	取付アダプター, EMZ 用	¥1,100
MA305/05S	スペア・リング蛍光灯, 昼光色 (2個)	¥12,000



MA305



MA302



MA305/05S

※商品の外観・仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。



顕微鏡/関連用品 製造・販売

**メイジテクノ株式会社**

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1

TEL.049-259-0111 FAX.049-259-0113

e-mail:meiji@meijitechno.co.jp

http://www.meijitechno.co.jp

