

スタンドアロン・マイクロ스코プ 商品構成



(写真のセット内容は MS-40DR/SAM1 の場合となります。構成はセット内容により異なります。)

- ①ショートユニマック ズームレンズ ②ショートユニマック用 ポールスタンド
- ③リング LED 照明装置 電源部 ④リング LED 照明装置 発光部
- ⑤リング LED 取付アダプター ⑥リング LED 照明装置用 AC コード
- ⑦カメラユニット ⑧カメラユニット用 AC アダプター ⑨USB マウス
- ⑩HDMI ケーブル(11.6 型 HD モニター接続用)
- ⑪モニター取付用金具一式(金具 2 個 ネジ 4 個 蝶ネジ 4 個 L レンチ 1 本)
- ⑫11.6 型 HD モニター ⑬2 分岐電源ケーブル
- ⑭HDMI ケーブル(2m、外部液晶ディスプレイ出力用)
- ⑮USB ケーブル(PC 接続用)