



# 高級宝石顕微鏡

## GEM STEREO MICROSCOPES

プロフェッショナル ジュエラー・ジェモロジスト向け

### メイジテクノの高級宝石顕微鏡システムの主な特徴

明るさ、鮮明度ともに最高級のレンズを使用している  
アームを傾けることができる  
ベースを回転することができる  
暗視野透過照明システムが内蔵されている  
調光式、6V 30Wハロゲン電球使用、透過照明システムを採用している  
オーバーヘッド照明に明るい蛍光照明を採用している



### モデル GEMZ-5SVH ズーム式実体宝石顕微鏡

下記の部品で構成されています。

- EMZ-5 ズーム実体顕微鏡、ズームレンズ倍率:0.7X~4.5X, 総合倍率:7X~90X(10X,20X接眼レンズ使用時)
- MA502 超広視野10X接眼レンズ(視野数23mm)2個一組
- MA504 超広視野20X接眼レンズ(視野数11.5mm)2個一組
- GEMZ/SVH ズーム用宝石スタンド、傾斜及び回転可、調光式6V 30Wハロゲン電球使用、暗視野透過照明システム内蔵
- MA557 虹彩絞り
- MA309 自在アーム式蛍光灯オーバーヘッド照明装置
- MA555/05 宝石クリップ

### モデル GEMT-2SVH ターレット式実体宝石顕微鏡

下記の部品で構成されています。

- EMT-2 ターレット変倍式実体顕微鏡、対物レンズ倍率:1X, 3X, 総合倍率:10X,20X,30X,60X(10X,20X接眼レンズ使用時)
- MA502 超広視野10X接眼レンズ(視野数23mm)2個一組
- MA504 超広視野20X接眼レンズ(視野数11.5mm)2個一組
- GEMT/SVH ターレット変倍用宝石スタンド、傾斜及び回転可、調光式6V 30Wハロゲン電球使用、暗視野透過照明システム内蔵
- MA557 虹彩絞り
- MA309 自在アーム式蛍光灯オーバーヘッド照明装置
- MA555/05 宝石クリップ





## 接眼レンズ

品番	品名	視野数	アイポイント
MA501	接眼レンズ、SWF5X	26mm	15.0mm 2個一組
MA502	接眼レンズ、SWF10X	23mm	16.0mm 2個一組
MA520	接眼レンズ、SWF12.5X	20mm	18.0mm 2個一組
MA503	接眼レンズ、SWF15X	15.4mm	12.5mm 2個一組
MA535	接眼レンズ、HSWF15X	16mm	17.2mm 2個一組
MA504	接眼レンズ、SWF20X	11.5mm	16.5mm 2個一組
MA521	接眼レンズ、SWF30X	7.7mm	16mm 2個一組
MA519	視度調節付接眼レンズSWF10X	23mm	216mm 1個
MA600	接眼レンズ用目当て		2個一組


※MA502 SWF10XとMA504 SWF20X接眼レンズは宝石顕微鏡セットに標準装備されています。

## スペアランプ

- MA326S ハロゲン電球、6V30W、透過照明用 (2コ1セット)
- MA309/05S 蛍光管、4W(2本使い)オーバーヘッド蛍光照明用 (2本1セット)

## その他

- MA555/05 宝石クリップ (標準装備品です。)
- MA555/10 宝石ポインター



## ダイヤモンドルーペ

球面収差や色収差を補正したヘイステングトリプレット最高級ルーペです。ダイヤモンド鑑定に使用するルーペの必要条件を満たしています。牛革ケース入り。

- MG600/10 ダイヤモンドルーペ10倍、直径21.0mm、ナス型、黒梨地仕上げ
- MG610/10 ダイヤモンドルーペ10倍、直径18.0mm、ナス型、黒梨地仕上げ



MG600/10

MG610/10



取扱店



顕微鏡/関連用品 製造・販売  
**メイジテクノ株式会社**  
 〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1  
 TEL:049-259-0111 FAX:049-259-0113  
 E-mail: meiji@meijitechno.co.jp  
 http://www.meijitechno.com