

メイジテクノの検査用 生物顕微鏡カメラセット



A モニター付きカメラ HD1500MM

- フルハイビジョン画質のカメラとモニター
- パソコン不要、HDMIケーブルでシンプルな接続
- マウス操作でライブ画像の保存が可能(SDカード内)
- 30fpsで動画もなめらか



生物顕微鏡と


A モニター付きカメラの組み合わせ

- 生物顕微鏡 MT-51M2L ¥214,000(税込¥235,400)
- Cマウントアダプター ¥14,000(税込 ¥15,400)
- モニター付きカメラHD1500MM ¥210,000(税込¥231,000)

合計 ¥438,000(税込¥481,800)

B WiFiカメラ DK1200

- WiFi接続によりライブ画像をiPadに映せます
- カメラがアクセスポイントになるので、特別な設備は不要
- iPadのアプリで、ライブ画像の保存が可能(iPad内)



※iPad(2017年以降)が必要です



生物顕微鏡と

B WiFiカメラの組み合わせ

- 生物顕微鏡 MT-51M2L ¥214,000(税込¥235,400)
- Cマウントアダプター ¥14,000(税込 ¥15,400)
- WiFiカメラDK1200 ¥129,800(税込¥142,780)

合計 ¥357,800(税込¥393,580)

顕微鏡を

日本製上位モデルの生物顕微鏡に変更できます

- 広い視野(視野数22mm)
- ざらつきが少なく、やわらかな明るさのLED照明
- 視野周辺までピントの合う対物レンズ
- 自社工場製なので将来のパーツ交換等にも対応

日本製生物顕微鏡と

A モニター付きカメラの組み合わせ

- 生物顕微鏡 MT5300L ¥412,390(税込¥453,629)
- Cマウントアダプター ¥34,155(税込 ¥37,570)
- モニター付きカメラHD1500MM ¥210,000(税込¥231,000)

合計 ¥656,545(税込¥722,199)

日本製生物顕微鏡と

B WiFiカメラの組み合わせ

- 生物顕微鏡 MT5300L ¥412,390(税込¥453,629)
- Cマウントアダプター ¥34,155(税込 ¥37,570)
- WiFiカメラDK1200 ¥129,800(税込¥142,780)

合計 ¥576,345(税込¥633,979)





生物顕微鏡カメラセットの仕様



三眼生物顕微鏡 MT-51M2L ¥214,000 (税込¥235,400)



総合倍率	40~1,000X
鏡筒	光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量割合 8:2)
接眼レンズ	PL10X 2個(視野数20mm、ハイアイポイント仕様、視度調節機能付き)
対物レンズ	プラン・アクロマート対物レンズ 4個 4X(N.A. 0.10) 10X(N.A. 0.25) S40X(N.A. 0.65) S100X oil(N.A. 1.25)
ステージ	ラックレス式メカニカルステージ(左右方向) 左下ハンドル
コンデンサー	アッペコンデンサー(N.A. 1.25) 開口絞り(虹彩絞り)搭載
焦準装置	粗動/微動同軸ハンドル 全ストローク30mm 微動ハンドル1目盛2μm
照明装置	LEDケーラー照明(3W白色LED連続調光式) 視野絞り搭載
ボディ	アルミダイキャスト+樹脂
付属品	ACコード イマージョンオイル Lレンチ ビニールカバー 取扱説明書

【日本製】三眼生物顕微鏡 MT5300L ¥412,390 (税込¥453,629)



総合倍率	40~1,000X
鏡筒	光路切替レバーで(接眼部と写真鏡筒部)の光量割合を<10:0>⇄<2:8>に切替可能
接眼レンズ	SWH10X 2個(視野数22mm、ハイアイポイント仕様)
対物レンズ	Uプラン・アクロマート対物レンズ 4個 4X(N.A. 0.10) 10X(N.A. 0.25) S40X(N.A. 0.65) S100X oil(N.A. 1.25)
ステージ	ラック&ピニオン式メカニカルステージ 左下ハンドル
コンデンサー	アッペコンデンサー(N.A. 1.25) 開口絞り(虹彩絞り)搭載
焦準装置	粗動/微動同軸ハンドル 全ストローク23mm 微動ハンドル1目盛2μm
照明装置	LEDケーラー照明(3W連続調光式) 視野絞り搭載
ボディ	アルミダイキャスト
付属品	ACアダプター イマージョンオイル Lレンチ ビニールカバー 取扱説明書

Cマウントアダプター

MA151/MT51/03	MT-51M2L用 0.35Xレンズ入り ¥14,000(税込¥15,400)
MA151/MT51/05	MT-51M2L用 0.5Xレンズ入り ¥14,000(税込¥15,400)
MA151/MT05	MT5300L用 0.5Xレンズ入り ¥34,155(税込¥37,570)

モニター付きカメラ HD1500MM ¥210,000 (税込¥231,000)



イメージセンサー	1/2.8インチ SONY製CMOS
静止画	3,264 × 1,836 約600万画素
外部インターフェイス	HDMI(モニター接続) USB2.0(パソコン接続)
静止画フォーマット	HDMI: JPG, TIF USB: TIFF, JPG, PNG, DICOM
動画フォーマット	AVI, MP4, WMA
対応OS	Windows7, 8, 10, 11 MacOS11, 12, 13
サイズ/重量	カメラ: W78 × L70.8 × H92.5mm 460g モニター: W280 × L15 × H180mm 510g
付属品	HDMIケーブル USBケーブル ACアダプター SDHCカード16GB USBマウス USBメモリー(ソフト収録)
画面サイズ	11.6インチ(Retinaディスプレイ)
画面解像度	1,920 × 1,080(フルハイビジョン) アスペクト比16:9

WiFiカメラ DK1200 ¥129,800 (税込¥142,780)

※WiFiカメラDK1200は、すべてのWiFi端末に接続できるわけではありません



イメージセンサー	1/2.3インチ SONY製CMOS
解像度	4,000 × 3,000
通信プロトコル	WiFi5(IEEE802.11ac) WiFi6(IEEE802.11ax)
推奨OS	iOS11, 12 iPadOS iPadOS14, 15
サイズ/重量	97 × 78 × 78mm(※アンテナ部191mm) 800g
付属品	HDMIケーブル(2m) USB-ACアダプター

取扱店



顕微鏡/関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員

メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

https://www.meijitechno.co.jp

