

メイジテクノ

ズーム式実体顕微鏡 EMZ-5HP/10/305

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化し、さらにクオリティを高めたメイジテクノの新・定番モデルです。



高性能新・接眼レンズ

希望小売価格 ¥241,100(税別)

- **総合倍率 7倍~45倍のグリノー式ズーム変倍機構**
扱いやすいズーム変倍式。高ズーム比率 6.5倍。
シンプルなグリノー式ズーム機構は、平行光学式と比べて自然な立体感の観察像を実現します
- **視野数 23mm、ハイアイポイント設計の新・接眼レンズ**
視野数 23mmの超広視野接眼レンズを装備。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けたままでも快適に観察を行う事が出来ます。
- **リング蛍光照明付**
高品質なリング蛍光照明を採用。
蛍光灯の特長である均一な拡散光により、長時間の観察における眼への負担が軽減されます。特に、金属片のような照明の反射率が高い製品の検査・観察に適しています。
- **純国産ならではの仕上がり**
埼玉県の自社工場にて一台一台、職人の手によって作り上げられています。
その緻密な光軸調整や仕上げが、抜群の見えの良さを生みだします。

※ 製品についての詳細はメイジテクノホームページ (<http://www.meijitechno.co.jp>) をご確認ください