メイジテクノ生物顕微鏡



MT-100シリーズ

Biological microscope for students

小中学校での理化教育用途に適した シンプル・コンパクトな生物顕微鏡です。 児童生徒が安心して設置・観察できるような 配慮が随所に施されております。

小学校

理振最重点設備(重要A)

中学校

理振最重点設備 (重要A)



持つべき箇所が一目瞭然の優れたデザイン。マグカップのハンドルのような形状で握りやすく、安心確実に顕微鏡の移動・設置ができます。



丸形可動式ステージ

ステージ自体を手で直接縦・横・ 斜め・回転移動できますので、 観察視野の移動がスムーズです。



40倍対物レンズを使用する際で もピント合わせが容易です。




MT-100 33,000円 (税別)



LED 照明装置も 反射鏡も使用可能

便利な充電式LED照明装置と、 昔ながらの反射鏡を工具不要で 簡単に付け替え可能です。



QR ⊐ − K

読み込むことでPDFマニュアルのダウンロードページへアクセス可能。説明書の紛失時等に便利です。

メイジテクノ生物顕微鏡

MT-100 シリーズ

Biological microscope for students



オプション

MA1156 MT-100シリーズ 専用アルミケース (MT-100B MT-101Bに標準装備) 10,000 円 (税別)

サイズ:幅370×奥行190×高さ310mm 重量:約2.5kg

型式	MT-100	MT-100B	MT-101	MT-101B
価格 (税込価格 10%)	¥33,000 (¥36,300)	¥43,000 (¥47,300)	¥36,000 (¥39,600)	¥46,000 (¥50,600)
	40倍~400倍		40倍~640倍	
総合倍率	40倍 100倍 400倍		40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍	
鏡筒	単眼 30°傾斜 360°回転可 接眼レンズロック機構付			
接眼レンズ	WF10X(視野数 18mm)1個		WF10X(視野数 18mm)1個 WF16X(視野数 13mm)1個	
レボルバ	3穴レボルバ 内向き			
対物レンズ	アクロマート対物レンズ ● 4X (N.A.0.10) ● 10X (N.A.0.25) ● S40X (N.A.0.65) (スプリング内蔵)			
焦準装置	粗動ハンドルの微動ハンドルの標本安全装置付			
ステージ	丸形可動式ステージ クレンメル2本			
照明装置	高輝度白色LED照明 連続調光式 充電式			
反射鏡	平·凹面鏡 (Φ40mm)			
付属品	ACアダプタ ビニールカバー 接眼レンズロック機構用マイナスドライバー 取扱説明書			
サイズ・重量	サイズ: 幅140×奥行260×高さ310mm 重量:約2.0kg			
専用アルミケース		0		0

取扱店



顕微鏡/関連用品 製造・販売 日本顕微鏡工業会会員 メイニ デデノフ ノ大学 ディーニンナ



〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1 TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113

E-mail: meiji@meijitechno.co.jp http://www.meijitechno.co.jp