



【NEW】メイジテクノ

三眼実体顕微鏡 EM-51M2/50/962

総合倍率 6.7 倍～45 倍、高ズーム比率 6.7 倍というハイレベルな光学系を備えながら、良好なコストパフォーマンスを実現した、ズーム変倍式三眼実体顕微鏡です。



定価 ￥183,770(税別)

- **総合倍率 6.7 倍～45 倍**
扱いやすいズーム変倍式。高ズーム比率 6.7 倍、クリックストップ付です。
作動距離は 110mm。ピンセット等の道具を使った作業にも適しております。
- **広視野接眼レンズを採用**
視野数 22mmの広視野 10 倍接眼レンズを装備。
上位モデルに匹敵する観察視野数 32.8mm～4.9mm を実現しました。
- **C マウントアダプター (0.5X) 付**
別売の C マウントカメラを取り付けることで、静止画や動画の撮影が可能です。
(センサーサイズが 1/3 ～ 1/2 インチの C マウントカメラに最適です。)
- **接眼レンズロック機構付**
接眼レンズを双眼部に固定する事で、接眼レンズの落下による破損や紛失を防ぎます。
- **リング LED 照明付**
シンプルなリング LED 照明を標準装備しております。



メイジテクノ株式会社

〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1

TEL:049-259-0111 FAX:049-259-0113

E-mail:meiji@meijitechno.co.jp

販売代理店