



メイジテクノ ズーム式三眼実体顕微鏡

EMZ-8TRH-P/10/964

メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZシリーズ」の接眼レンズをより高性能化し、さらにクオリティを高めたメイジテクノの新・定番モデルです。



高性能新・接眼レンズ

希望小売価格 ¥358,800(税別)

- **総合倍率 7倍～45倍**のグリノー式ズーム変倍機構
扱いやすいズーム変倍式。高ズーム比率 6.5倍。
- シンプルな**グリノー式ズーム機構**は、平行光学式と比べて**自然な立体感の観察像**を実現します**視野数 23mm、ハイアイポイント設計の新・接眼レンズ**
視野数 23mmの**超広視野接眼レンズ**を装備。**ハイアイポイント設計**により、眼鏡を掛けたままでも快適に観察を行う事が出来ます。
- **リング LED 照明装置**
高輝度な温白色～白色相当の暖色 LED 球を **60 球**使用した高性能なリング LED を装備。
LED の写り込みを抑えるディフューザーをオプションでご用意しています。
- **様々なカメラを接続可能な写真鏡筒部**
左右の接眼レンズ・写真鏡筒の全てに同時に光が届くので、**接眼レンズを用いた観察と同時にカメラによる写真撮影・モニター出力が可能**です。(別途、対応するアダプターが必要です)
- **純国産**ならではの**仕上がり**
埼玉県の自社工場にて一台一台、職人の手によって作り上げられております。
その**緻密な光軸調整や仕上げ**が、抜群の見えの良さを約束いたします。

※ 製品についての詳細はメイジテクノホームページ (<https://www.meijitechno.co.jp>) をご確認ください



製造元
メイジテクノ株式会社
〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢 322-1
TEL: 049-259-0111 FAX: 049-259-0113
E-mail: meiji@meijitechno.co.jp

販売代理店